

電気メス

Sacty 80

軽量 **4 kg**
コンパクトボディ



6

つの出力モードにより幅広い手術対応。タッチパネルによる使いやすい操作性。

Copyright © 2018 Semco Co. All Rights Reserved.

電気メス | Sacty 80



⚡ 出力中に組織のインピーダンスをモニタリング、CPUで電力制御を行うことで、小型でもパワフルな処置が可能です。
⚡ 対極板の断線モニタ及び接触モニタ機能を搭載。⚡ 前回使用した出力設定値をワンタッチで呼出し可能です。

オプション

スタータキット A

※本体とセットでの販売になります。

2ウェイハンドコントロールメスホルダー 3P 青 3m
メス先 6本組
ステンレス対極板 小 2P

スタータキット B

※本体とセットでの販売になります。

バイポーラピンセット B-190
バイポーラピンセットコード φ4mm 固定プラグ 3m
フットスイッチ Sタイプ M-BIPO-5P-3.5m

スタータキット C
※本体とセットでの販売になります。

バイポーラピンセット S-190
バイポーラピンセットコード φ4mm 固定プラグ 3m
フットスイッチ Sタイプ M-BIPO-5P-3.5m

スタータキット D
※本体とセットでの販売になります。

バイポーラピンセット S-140
バイポーラピンセットコード φ4mm 固定プラグ 3m
フットスイッチ Sタイプ M-BIPO-5P-3.5m

スタータキット E
※本体とセットでの販売になります。

バイポーラピンセット PS-10
バイポーラピンセットコード φ4mm 固定プラグ 3m
フットスイッチ Sタイプ M-BIPO-5P-3.5m

スタータキット F
※本体とセットでの販売になります。

シングルメスホルダー 140mm
モノポーラコード 8mmタイプ 3m
メス先 6本組

※本製品の外观・仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。

ステンレス対極板 大2P
2ペダルフットスイッチ Kタイプ

仕様

出力仕様		最大出力(定格負荷時)	定格負荷	
モノポーラ	切開	純粋切開	80W	500Ω
		混合 1	60W	
		混合 2	60W	
	凝固	ノーマル	50W	
		スプレー	40W	
バイポーラ凝固		40W	100Ω	
基本周波数		471kHz±20%		
出力回路方式		フローティング形		
電源仕様				
定格電源		AC100V±10% 50-60Hz		
電源入力		300VA		
電撃に対する保護の程度と形式				
分類		クラス I		
装着部		CF形		
外形寸法・重量				
寸法		(W)283mm×(D)300mm×(H)120mm(取っ手含む)		
重量		4.0kg		
安全機能				
入力過電流保護		ヒューズ		
対極板監視回路		断線モニタ/接触モニタ		
自動出力停止		過熱モニタ、連続出力モニタ、異常出力検知モニタ		

単品オプション

各種オプションをご用意しております。
詳しくは販売店までお問い合わせ下さい。

取扱い販売店

製造販売元 株式会社 **セムコ**

〒123-0851 東京都足立区梅田4丁目16番8号
TEL:03-3852-1652 FAX:03-3852-1696

Copyright © 2018 Semco Co. All Rights Reserved.

認証番号: 230AGBZX00017000