

すべては安全・安心のために・・・

mindray

V60 動物用イソフルラン・セボフルラン気化器

【特徴】

- ・低流量から高流量まで**安定**した濃度が得られます。
- ・セボフルランにはQuik-Filアダプタによる薬剤の誤注入を防止します。
- ・気化器にSelectatec®マウントキットが標準装備。保守点検時の着脱に工具を必要とせず確実な接続ができます。
- ・Selectatec®採用で2基搭載時の誤操作を防止します。
- ・Compos β 麻醉器に搭載可能です。
- ・メンテナンスフリー（定期点検を実施することで10年間使用できます）



※イソフルランはボアフィル（直注）式です



- Quik-Filアダプタ（別売）
セボフルラン気化器専用の注入・廃液システムです。誤注入を防止できます。



- セレクトアテックマウントキット（標準付属）
気化器の着脱はワンタッチで工具不要です。確実な取付と2基使用時のイ

V60 動物用イソフルラン V60 動物用セボフルラン 気化器 製品仕様	 	
	イソフルラン	セボフルラン
寸法(mm)	239×120×205(高さ×幅×奥行き)	
重量(kg)	6.9(乾燥時);7.6(薬液充填)	
充填容量(ml)	360(乾燥時);300(充填時)	
濃度設定範囲	イソフルラン:0-6%	セボフルラン:0-8%
使用環境(温・湿度)	10~40℃ 15~95%(結露なきこと)	
保管環境(温・湿度)	-20~60℃ 15~95%	
流量範囲	0.2~15L/分(5Vol%を超える場合0.2~10L/分)	
濃度精度	1)±0.2vol.%又は±20%rel.の何れか大きい方の値以内(温度15~35℃ またはガス流量 0.2~10L/min)	(1) 濃度設定6%以下の場合 1) ±0.2vol.%又は±20%rel.の何れか大きい方の値以内(温度15~35℃ またはガス流量 0.2~10 L/min) 2)-0.2~-0.3vol.%又は-20~+25%rel.の何れか大きい方の値以内(温度10~15、35~40℃ またはガス流量 10~15L/min)
	2)-0.2~-0.3vol.%又は-20~+25%rel.の何れか大きい方の値以内(温度10~15、35~40℃ またはガス流量 10~15L/min)	(2) 濃度設定6%を超える場合 1) ±0.25vol.%又は±20%rel.の何れか大きい方の値以内(温度15~35℃ またはガス流量 0.2~10 L/min) 2) -0.25~-0.35vol.%又は-20~+30%rel.の何れか大きい方の値以内(温度10~15、35~40℃ またはガス流量 10~15L/min)

*Quik-Fil is a registered trademark of Abbott Laboratories.

**Selectatec is a registered trademark of Datex-Ohmeda, Inc.

製品コード	販売名	数量	単位	価格	備考
MJ50257101001	V60動物用イソフルラン気化器(ポーフィル)	1	台	450,000	※
MJ50257101002	V60動物用セボフルラン気化器(クイックフィル)	1	台	450,000	※
MJ50257102001	Quik-Fil アダプタ(セボフルラン専用)	1	個	18,000	
気化器標準付属品	セレクトアテックマウントキット(23mm雄雌カプラ付き)	1	セット	—	気化器に付属

⑨ 本品はメトラン動物用麻酔器Composβ-EAの取り付けて使用します。他社麻酔器への搭載は取付ができない場合がございます。弊社営業までお問い合わせください。

製造販売業者

チャートウェルヘルスケア株式会社

住 所 東京都文京区本郷4-1-7
第2近江屋ビル5階



販売業者:お問合せ先

株式会社メトラン

住 所 埼玉県川口市川口2-12-18



電 話 048-242-0333

営業部ベタリナリ担当

M65-016-01